

## Ensemble perceuse et scie ortho multifonction, PREMIUM série 3.







## Coffret contenant:

- Moteur de pièce à main, à batterie
- Accessoire de forage (Mandrin type Jacob avec clé de serrage)
- Adaptateur pour les forets à couplage rapide (type AO)
- Attachement de foret fixe
- Fixation pour scie oscillante
- Fixation d'alésoir
- Adaptateur pour alésoirs design AO
- 2 Batteries
- -1 Chargeur
- 2 lames de scie oscillantes
- 2 anneaux de stérilisation
- Livré dans une boîte de transport en aluminium





## Fonction perceuse

Autonomie 1heure en utilisation continue, charge de la batterie 60 minutes Vitesse maxi 620 tours minutes Puissance 90 watts

## Fonction scie

Autonomie 1heure en utilisation continue, charge de la batterie 60 minutes Vitesse maxi 15000 oscillations minutes