



Composition

- 1 Container gros fragments 2 plateaux
- 2 Mèche clic rapide diam 3,2 mm Long 130 mm
- 2 Mèche clic rapide diam 4.5 mm Long 130 mm
 - 1 Guide mèche 3.2/4.5 mm
 - 1 Guide mèche 4.5/6.5 mm
- 1 jauge de profondeur gros fragments
- 1 Fraise à chambrer gros fragments
- 1 Fer à plier les plaques (une paire)
- 1 Tournevis hexagonal \varnothing 3.5 mm gros fragments
 - 1 Ecarteur de Hohmann 42 mm
 - 1 Ecarteur de Hohmann 17 mm
- 1 Taraud vis corticales diam 4.5 mm
- 1 Taraud vis spongieuses diam 6.5 mm
 - 1 Davier réducteur pointu 21 cm
 - 1 Davier réducteur denté 23 cm
 - 1 Davier auto-centreur 26 cm
- 1 Guide mèche neutre et tension 4.5 / 3.2 mm
 - 1 Elévateur périoste 15 mm
 - 1 Elévateur périoste 12 mm
- 1 gabarit de pliage 12 X 120 mm
- 1 gabarit de pliage 12 X 155 mm
- 1 gabarit de pliage 12 X 210 mm
 - 1 Pince à préhension pour vis
- 1 Extracteur de vis conique poignée en T